

附件2

挂网产品国家医保代码变更公示表

产品编码	产品名称	规格	型号	国家医保医用耗材分类与代码 (27位)	备注
CN00002612	取石篮	(GEB-11-19-420)四线篮,篮直径20mm,护套长180cm,直径1.9mm,带封帽和手持柄;	GEB-11-19-420	C0102170190100114494000007	变更前
CN00002612	取石篮	(GEB-11-19-420)四线篮,篮直径20mm,护套长180cm,直径1.9mm,带封帽和手持柄;	GEB-11-19-420	C01021701901001258190000006	变更后
CN00002612	取石篮	(GEB-11-19-425)四线篮,篮直径25mm,护套长180cm,直径1.9mm,带封帽和手持柄;	GEB-11-19-425	C01021701901001144940000008	变更前
CN00002612	取石篮	(GEB-11-19-425)四线篮,篮直径25mm,护套长180cm,直径1.9mm,带封帽和手持柄;	GEB-11-19-425	C01021701901001258190000008	变更后
CN00002612	取石篮	(GEB-11-19-430)四线篮,篮直径30mm,护套长180cm,直径1.9mm,带封帽和手持柄;	GEB-11-19-430	C01021701901001144940000009	变更前
CN00002612	取石篮	(GEB-11-19-430)四线篮,篮直径30mm,护套长180cm,直径1.9mm,带封帽和手持柄;	GEB-11-19-430	C01021701901001258190000009	变更后
CN00002612	取石篮	(GEB-11-25-420)四线篮,篮直径20mm,护套长180cm,直径2.5mm,带封帽和手持柄;	GEB-11-25-420	C01021701901001144940000010	变更前
CN00002612	取石篮	(GEB-11-25-420)四线篮,篮直径20mm,护套长180cm,直径2.5mm,带封帽和手持柄;	GEB-11-25-420	C01021701901001258190000011	变更后
CN00002612	取石篮	(GEB-11-25-425)四线篮,篮直径25mm,护套长180cm,直径2.5mm,带封帽和手持柄;	GEB-11-25-425	C01021701901001144940000011	变更前
CN00002612	取石篮	(GEB-11-25-425)四线篮,篮直径25mm,护套长180cm,直径2.5mm,带封帽和手持柄;	GEB-11-25-425	C01021701901001258190000013	变更后
CN00002612	取石篮	(GEB-11-25-430)四线篮,篮直径30mm,护套长180cm,直径2.5mm,带封帽和手持柄;	GEB-11-25-430	C01021701901001144940000012	变更前
CN00002612	取石篮	(GEB-11-25-430)四线篮,篮直径30mm,护套长180cm,直径2.5mm,带封帽和手持柄;	GEB-11-25-430	C01021701901001258190000015	变更后
CN00004735	取石篮	(GEB-11-19-620)六线篮,篮直径20mm,护套长180cm,直径1.9mm,带封帽和手持柄;	GEB-11-19-620	C01021701901001144940000005	变更前
CN00004735	取石篮	(GEB-11-19-620)六线篮,篮直径20mm,护套长180cm,直径1.9mm,带封帽和手持柄;	GEB-11-19-620	C01021701901001258190000012	变更后
CN00004735	取石篮	(GEB-11-19-625)六线篮,篮直径25mm,护套长180cm,直径1.9mm,带封帽和手持柄;	GEB-11-19-625	C01021701901001144940000006	变更前
CN00004735	取石篮	(GEB-11-19-625)六线篮,篮直径25mm,护套长180cm,直径1.9mm,带封帽和手持柄;	GEB-11-19-625	C01021701901001258190000024	变更后
CN00004735	取石篮	(GEB-11-19-630)六线篮,篮直径30mm,护套长180cm,直径1.9mm,带封帽和手持柄;	GEB-11-19-630	C01021701901001144940000001	变更前
CN00004735	取石篮	(GEB-11-19-630)六线篮,篮直径30mm,护套长180cm,直径1.9mm,带封帽和手持柄;	GEB-11-19-630	C01021701901001258190000001	变更后

产品编码	产品名称	规格	型号	国家医保医用耗材分类与代码 (27位)	备注
CN00004735	取石篮	(GEB-11-25-620)六线篮,篮直径20mm,护套长180cm,直径2.5mm,带封帽和手持柄;	GEB-11-25-620	C0102170190100114494000002	变更前
CN00004735	取石篮	(GEB-11-25-620)六线篮,篮直径20mm,护套长180cm,直径2.5mm,带封帽和手持柄;	GEB-11-25-620	C0102170190100125819000002	变更后
CN00004735	取石篮	(GEB-11-25-625)六线篮,篮直径25mm,护套长180cm,直径2.5mm,带封帽和手持柄;	GEB-11-25-625	C0102170190100114494000003	变更前
CN00004735	取石篮	(GEB-11-25-625)六线篮,篮直径25mm,护套长180cm,直径2.5mm,带封帽和手持柄;	GEB-11-25-625	C0102170190100125819000003	变更后
CN00004735	取石篮	(GEB-11-25-630)六线篮,篮直径30mm,护套长180cm,直径2.5mm,带封帽和手持柄;	GEB-11-25-630	C0102170190100114494000004	变更前
CN00004735	取石篮	(GEB-11-25-630)六线篮,篮直径30mm,护套长180cm,直径2.5mm,带封帽和手持柄;	GEB-11-25-630	C0102170190100125819000004	变更后
CN00004744	一次性使用乳头切开刀	半绝缘5mm尖端,切割线长20mm,彩色标记,管鞘外径2.55mm到2.05mm,可旋转,预先弯曲,适用导丝.035";	GSP-25-20-020	C0102400330000414494000001	变更前
CN00004744	一次性使用乳头切开刀	半绝缘5mm尖端,切割线长20mm,彩色标记,管鞘外径2.55mm到2.05mm,可旋转,预先弯曲,适用导丝.035";	GSP-25-20-020	C0102400330000425819000002	变更后
CN00004744	一次性使用乳头切开刀	半绝缘5mm尖端,切割线长30mm,彩色标记,管鞘外径2.55mm到2.05mm,可旋转,预先弯曲,适用导丝.035";	GSP-25-20-030	C0102400330000414494000002	变更前
CN00004744	一次性使用乳头切开刀	半绝缘5mm尖端,切割线长30mm,彩色标记,管鞘外径2.55mm到2.05mm,可旋转,预先弯曲,适用导丝.035";	GSP-25-20-030	C0102400330000425819000003	变更后
CN00004744001	一次性使用乳头切开刀	针型,切割针长5mm,彩色标记,管鞘外径1.7mm;	GSP-11-17-005	C0102400330000214494000002	变更前
CN00004744001	一次性使用乳头切开刀	针型,切割针长5mm,彩色标记,管鞘外径1.7mm;	GSP-11-17-005	C0102400330000225819000002	变更后
CN00004744001	一次性使用乳头切开刀	针型,切割针长15mm,彩色标记,管鞘外径1.7mm;	GSP-11-17-015	C0102400330000214494000001	变更前
CN00004744001	一次性使用乳头切开刀	针型,切割针长15mm,彩色标记,管鞘外径1.7mm;	GSP-11-17-015	C0102400330000225819000001	变更后
CN00004744002	一次性使用乳头切开刀	切割线长20mm,彩色标记,管鞘外径2.55mm到2.05mm,可旋转,预先弯曲,适用导丝.035";	GSP-22-20-020	C0102400330000114494000010	变更前
CN00004744002	一次性使用乳头切开刀	切割线长20mm,彩色标记,管鞘外径2.55mm到2.05mm,可旋转,预先弯曲,适用导丝.035";	GSP-22-20-020	C0102400330000125819000010	变更后
CN00004744002	一次性使用乳头切开刀	三腔式,乳头切开,5mm锥形尖端,切割线长20mm,彩色标记,管鞘外径2.55mm至2.05mm,可旋转,预先弯曲,适用导丝.035";	GSP-31-20-020	C0102400330000114494000001	变更前
CN00004744002	一次性使用乳头切开刀	三腔式,乳头切开,5mm锥形尖端,切割线长20mm,彩色标记,管鞘外径2.55mm至2.05mm,可旋转,预先弯曲,适用导丝.035";	GSP-31-20-020	C0102400330000125819000001	变更后

产品编码	产品名称	规格	型号	国家医保医用耗材分类与代码 (27位)	备注
CN00004744002	一次性使用乳头切开刀	三腔式, 乳头切开, 5mm锥形尖端, 切割线长25mm, 彩色标记, 管鞘外径2.55mm至2.05mm, 可旋转, 预先弯曲, 适用导丝.035";	GSP-31-20-025	C0102400330000114494000003	变更前
CN00004744002	一次性使用乳头切开刀	三腔式, 乳头切开, 5mm锥形尖端, 切割线长25mm, 彩色标记, 管鞘外径2.55mm至2.05mm, 可旋转, 预先弯曲, 适用导丝.035";	GSP-31-20-025	C01024003300001258190000003	变更后
CN00004744002	一次性使用乳头切开刀	三腔式, 乳头切开, 5mm锥形尖端, 切割线长25mm, 彩色标记, 管鞘外径2.55mm至2.05mm, 可旋转, 预先弯曲, 适用导丝.035";	GSP-32-20-025	C01024003300001144940000006	变更前
CN00004744002	一次性使用乳头切开刀	三腔式, 乳头切开, 5mm锥形尖端, 切割线长25mm, 彩色标记, 管鞘外径2.55mm至2.05mm, 可旋转, 预先弯曲, 适用导丝.035";	GSP-32-20-025	C01024003300001258190000006	变更后
NGHW00009528	一次性使用取石球囊	无乳胶, 多球囊。三腔球囊管腔直径7.5French (2.5mm); 长度200cm; 最大气体容量1.5-2.5-5.0ml; 最大液体容量: 无; 球囊膨胀直径9-16mm; 可适用最粗导丝直径0.035inch (0.89mm), 包含3个注射器用于直径9mm, 13mm, 和16mm的球囊膨胀, 带金属标记环, 注射端口在球囊上方; 一次性使用, 无菌包装。	GEB-07-25-035	C01020500215031144940000001	变更前
NGHW00009528	一次性使用取石球囊	无乳胶, 多球囊。三腔球囊管腔直径7.5French (2.5mm); 长度200cm; 最大气体容量1.5-2.5-5.0ml; 最大液体容量: 无; 球囊膨胀直径9-16mm; 可适用最粗导丝直径0.035inch (0.89mm), 包含3个注射器用于直径9mm, 13mm, 和16mm的球囊膨胀, 带金属标记环, 注射端口在球囊上方; 一次性使用, 无菌包装。	GEB-07-25-035	C01020500215031258190000001	变更后
NHCYJ0000007182	一次性使用导丝	EasyPass导丝, 双色特氟龙涂层镍钛丝, 带8厘米超柔性、亲水和不透射线头端, 直径0.035英寸(0.89毫米), 长度260厘米, 一次性使用, 无菌包装	GGW-10-35-260	C01021600300003144940000001	变更前
NHCYJ0000007182	一次性使用导丝	EasyPass导丝, 双色特氟龙涂层镍钛丝, 带8厘米超柔性、亲水和不透射线头端, 直径0.035英寸(0.89毫米), 长度260厘米, 一次性使用, 无菌包装	GGW-10-35-260	C01021600300003258190000001	变更后
NHCYJ0000007182	一次性使用导丝	EasyPass导丝, 双色特氟龙涂层镍钛丝, 带8厘米超柔性、亲水和不透射线头端, 直径0.035英寸(0.89毫米), 长度450厘米, 一次性使用, 无菌包装	GGW-10-35-450	C01021600300003144940000002	变更前
NHCYJ0000007182	一次性使用导丝	EasyPass导丝, 双色特氟龙涂层镍钛丝, 带8厘米超柔性、亲水和不透射线头端, 直径0.035英寸(0.89毫米), 长度450厘米, 一次性使用, 无菌包装	GGW-10-35-450	C01021600300003258190000002	变更后

产品编码	产品名称	规格	型号	国家医保医用耗材分类与代码 (27位)	备注
NHCYJ0000007992	一次性使用内窥镜取石篮	可注射式碎石网篮,六线,网篮直径20mm,长400cm,管鞘长180cm,直径2.6mm,带封帽和手持柄,一次性使用	GML-06-26-620	C0102170190100114494000019	变更前
NHCYJ0000007992	一次性使用内窥镜取石篮	六线篮,网篮直径20mm,导索长度400cm;套管长度180cm,直径2.3mm;装配一个带密封帽“带注液孔”的塑料套管和轻便手柄,一次性使用	GML-06-26-620	C01021701901001258190000018	变更后
NHCYJ0000007992	一次性使用内窥镜取石篮	可注射式碎石网篮,六线,网篮直径25mm,长400cm,管鞘长180cm,直径2.6mm,带封帽和手持柄,一次性使用	GML-06-26-625	C0102170190100114494000020	变更前
NHCYJ0000007992	一次性使用内窥镜取石篮	六线篮,网篮直径25mm,导索长度400cm;套管长度180cm,直径2.3mm;装配一个带密封帽“带注液孔”的塑料套管和轻便手柄,一次性使用	GML-06-26-625	C01021701901001258190000019	变更后
NHCYJ0000007992	一次性使用内窥镜取石篮	可注射式碎石网篮,六线,网篮直径30mm,长400cm,管鞘长180cm,直径2.6mm,带封帽和手持柄,一次性使用	GML-06-26-630	C0102170190100114494000021	变更前
NHCYJ0000007992	一次性使用内窥镜取石篮	六线篮,网篮直径30mm,导索长度400cm;套管长度180cm,直径2.3mm;装配一个带密封帽“带注液孔”的塑料套管和轻便手柄,一次性使用	GML-06-26-630	C01021701901001258190000020	变更后
NHCYJ0000007992	一次性使用内窥镜取石篮	可注射式碎石网篮,六线,网篮直径20mm,长280cm,管鞘长180cm,直径2.6mm,带可冲洗金属螺旋和手持柄,一次性使用	GML-11-26-620	C0102170190100114494000013	变更前
NHCYJ0000007992	一次性使用内窥镜取石篮	可注射式碎石网篮,六线,网篮直径20mm,长280cm,管鞘长180cm,直径2.6mm,带可冲洗金属螺旋和手持柄,一次性使用	GML-11-26-620	C01021701901001258190000005	变更后
NHCYJ0000007992	一次性使用内窥镜取石篮	可注射式碎石网篮,六线,网篮直径25mm,长280cm,管鞘长180cm,直径2.6mm,带可冲洗金属螺旋和手持柄,一次性使用	GML-11-26-625	C0102170190100114494000014	变更前
NHCYJ0000007992	一次性使用内窥镜取石篮	可注射式碎石网篮,六线,网篮直径25mm,长280cm,管鞘长180cm,直径2.6mm,带可冲洗金属螺旋和手持柄,一次性使用	GML-11-26-625	C01021701901001258190000007	变更后
NHCYJ0000007992	一次性使用内窥镜取石篮	可注射式碎石网篮,六线,网篮直径30mm,长280cm,管鞘长180cm,直径2.6mm,带可冲洗金属螺旋和手持柄,一次性使用	GML-11-26-630	C0102170190100114494000015	变更前
NHCYJ0000007992	一次性使用内窥镜取石篮	可注射式碎石网篮,六线,网篮直径30mm,长280cm,管鞘长180cm,直径2.6mm,带可冲洗金属螺旋和手持柄,一次性使用	GML-11-26-630	C01021701901001258190000010	变更后
NHCYJ0000009283	一次性使用内窥镜取石篮	可注射式碎石网篮,四线,网篮直径20mm,长400cm,管鞘长180cm,直径2.6mm,带封帽和手持柄,一次性使用	GML-06-26-420	C0102170190100114494000016	变更前

产品编码	产品名称	规格	型号	国家医保医用耗材分类与代码 (27位)	备注
NHCYJ0000009283	一次性使用内窥镜取石篮	可注射式碎石网篮,四线,网篮直径20mm,长400cm,管鞘长180cm,直径2.6mm,带封帽和手持柄,一次性使用	GML-06-26-420	C01021701901001258190000014	变更后
NHCYJ0000009283	一次性使用内窥镜取石篮	可注射式碎石网篮,四线,网篮直径25mm,长400cm,管鞘长180cm,直径2.6mm,带封帽和手持柄,一次性使用	GML-06-26-425	C01021701901001144940000017	变更前
NHCYJ0000009283	一次性使用内窥镜取石篮	可注射式碎石网篮,四线,网篮直径25mm,长400cm,管鞘长180cm,直径2.6mm,带封帽和手持柄,一次性使用	GML-06-26-425	C01021701901001258190000016	变更后
NHCYJ0000009283	一次性使用内窥镜取石篮	可注射式碎石网篮,四线,网篮直径30mm,长400cm,管鞘长180cm,直径2.6mm,带封帽和手持柄,一次性使用	GML-06-26-430	C01021701901001144940000018	变更前
NHCYJ0000009283	一次性使用内窥镜取石篮	可注射式碎石网篮,四线,网篮直径30mm,长400cm,管鞘长180cm,直径2.6mm,带封帽和手持柄,一次性使用	GML-06-26-430	C01021701901001258190000017	变更后
NHCYJ0000009283	一次性使用内窥镜取石篮	可注射式碎石网篮,四线,网篮直径20mm,长280cm,管鞘长180cm,直径2.6mm,带可冲洗金属螺旋和手持柄,一次性使用	GML-11-26-420	C01021701901001144940000022	变更前
NHCYJ0000009283	一次性使用内窥镜取石篮	四线篮,网篮直径20mm,导索长度280cm;套管长度180cm,直径2.6mm;装配一条“带注液孔”的金属螺旋套管和轻便手柄,一次性使用	GML-11-26-420	C01021701901001258190000021	变更后
NHCYJ0000009283	一次性使用内窥镜取石篮	可注射式碎石网篮,四线,网篮直径25mm,长280cm,管鞘长180cm,直径2.6mm,带可冲洗金属螺旋和手持柄,一次性使用	GML-11-26-425	C01021701901001144940000023	变更前
NHCYJ0000009283	一次性使用内窥镜取石篮	四线篮,网篮直径25mm,导索长度280cm;套管长度180cm,直径2.6mm;装配一条“带注液孔”的金属螺旋套管和轻便手柄,一次性使用	GML-11-26-425	C01021701901001258190000022	变更后
NHCYJ0000009283	一次性使用内窥镜取石篮	可注射式碎石网篮,四线,网篮直径30mm,长280cm,管鞘长180cm,直径2.6mm,带可冲洗金属螺旋和手持柄,一次性使用	GML-11-26-430	C01021701901001144940000024	变更前
NHCYJ0000009283	一次性使用内窥镜取石篮	四线篮,网篮直径30mm,导索长度280cm;套管长度180cm,直径2.6mm;装配一条“带注液孔”的金属螺旋套管和轻便手柄,一次性使用	GML-11-26-430	C01021701901001258190000023	变更后
NHCYJ0000009289	一次性使用导丝	EasyPass导丝,J型双色特氟龙涂层镍钛丝,带8厘米超柔性、亲水和不透射线头端,直径0.035英寸(0.89毫米),长度260厘米,一次性使用,无菌包装	GGW-10-35-260J	C01021600300004144940000008	变更前
NHCYJ0000009289	一次性使用导丝	EasyPass导丝,J型双色特氟龙涂层镍钛丝,带8厘米超柔性、亲水和不透射线头端,直径0.035英寸(0.89毫米),长度260厘米,一次性使用,无菌包装	GGW-10-35-260J	C01021600300004258190000001	变更后

产品编码	产品名称	规格	型号	国家医保医用耗材分类与代码 (27位)	备注
NHCYJ0000009289	一次性使用导丝	EasyPass导丝, J型双色特氟龙涂层镍钛丝, 带8厘米超柔性、亲水和不透射线头端, 直径0.035英寸(0.89毫米), 长度450厘米, 一次性使用, 无菌包装	GGW-10-35-450J	C0102160030000414494000009	变更前
NHCYJ0000009289	一次性使用导丝	EasyPass导丝, J型双色特氟龙涂层镍钛丝, 带8厘米超柔性、亲水和不透射线头端, 直径0.035英寸(0.89毫米), 长度450厘米, 一次性使用, 无菌包装	GGW-10-35-450J	C01021600300004258190000002	变更后
NHCYJ0000009307	一次性使用内窥镜注射针	Eco-注射针, 针直径 \varnothing 0.5 mm, 长度4 mm, 外管直径 \varnothing 2.3 mm, 长度180 cm, 一次性使用, 无菌包装	GSN-21-23-180	C01023803201005144940000024	变更前
NHCYJ0000009307	一次性使用内窥镜注射针	Eco-注射针, 针直径 \varnothing 0.5 mm, 长度4 mm, 外管直径 \varnothing 2.3 mm, 长度180 cm, 一次性使用, 无菌包装	GSN-21-23-180	C01023803201005258190000007	变更后
NHCYJ0000009307	一次性使用内窥镜注射针	Eco-注射针, 针直径 \varnothing 0.5 mm, 长度4 mm, 外管直径 \varnothing 2.3 mm, 长度230 cm, 一次性使用, 无菌包装	GSN-21-23-230	C01023803201005144940000026	变更前
NHCYJ0000009307	一次性使用内窥镜注射针	Eco-注射针, 针直径 \varnothing 0.5 mm, 长度4 mm, 外管直径 \varnothing 2.3 mm, 长度230 cm, 一次性使用, 无菌包装	GSN-21-23-230	C01023803201005258190000009	变更后
NHCYJ0000009307	一次性使用内窥镜注射针	Eco-注射针, 针直径 \varnothing 0.5 mm, 长度6 mm, 外管直径 \varnothing 2.3 mm, 长度180 cm, 一次性使用, 无菌包装	GSN-22-23-180	C01023803201005144940000018	变更前
NHCYJ0000009307	一次性使用内窥镜注射针	Eco-注射针, 针直径 \varnothing 0.5 mm, 长度6 mm, 外管直径 \varnothing 2.3 mm, 长度180 cm, 一次性使用, 无菌包装	GSN-22-23-180	C01023803201005258190000001	变更后
NHCYJ0000009307	一次性使用内窥镜注射针	Eco-注射针, 针直径 \varnothing 0.5 mm, 长度6 mm, 外管直径 \varnothing 2.3 mm, 长度230 cm, 一次性使用, 无菌包装	GSN-22-23-230	C01023803201005144940000019	变更前
NHCYJ0000009307	一次性使用内窥镜注射针	Eco-注射针, 针直径 \varnothing 0.5 mm, 长度6 mm, 外管直径 \varnothing 2.3 mm, 长度230 cm, 一次性使用, 无菌包装	GSN-22-23-230	C01023803201005258190000002	变更后
NHCYJ0000009307	一次性使用内窥镜注射针	Eco-注射针, 针直径 \varnothing 0.7 mm, 长度4 mm, 外管直径 \varnothing 2.3 mm, 长度180 cm, 一次性使用, 无菌包装	GSN-23-23-180	C01023803201005144940000027	变更前
NHCYJ0000009307	一次性使用内窥镜注射针	Eco-注射针, 针直径 \varnothing 0.7 mm, 长度4 mm, 外管直径 \varnothing 2.3 mm, 长度180 cm, 一次性使用, 无菌包装	GSN-23-23-180	C01023803201005258190000010	变更后
NHCYJ0000009307	一次性使用内窥镜注射针	Eco-注射针, 针直径 \varnothing 0.7 mm, 长度4 mm, 外管直径 \varnothing 2.3 mm, 长度230 cm, 一次性使用, 无菌包装	GSN-23-23-230	C01023803201005144940000021	变更前
NHCYJ0000009307	一次性使用内窥镜注射针	Eco-注射针, 针直径 \varnothing 0.7 mm, 长度4 mm, 外管直径 \varnothing 2.3 mm, 长度230 cm, 一次性使用, 无菌包装	GSN-23-23-230	C01023803201005258190000004	变更后
NHCYJ0000009307	一次性使用内窥镜注射针	Eco-注射针, 针直径 \varnothing 0.7 mm, 长度6 mm, 外管直径 \varnothing 2.3 mm, 长度180 cm, 一次性使用, 无菌包装	GSN-24-23-180	C01023803201005144940000031	变更前
NHCYJ0000009307	一次性使用内窥镜注射针	Eco-注射针, 针直径 \varnothing 0.7 mm, 长度6 mm, 外管直径 \varnothing 2.3 mm, 长度180 cm, 一次性使用, 无菌包装	GSN-24-23-180	C01023803201005258190000014	变更后
NHCYJ0000009307	一次性使用内窥镜注射针	Eco-注射针, 针直径 \varnothing 0.7 mm, 长度6 mm, 外管直径 \varnothing 2.3 mm, 长度230 cm, 一次性使用, 无菌包装	GSN-24-23-230	C01023803201005144940000028	变更前
NHCYJ0000009307	一次性使用内窥镜注射针	Eco-注射针, 针直径 \varnothing 0.7 mm, 长度6 mm, 外管直径 \varnothing 2.3 mm, 长度230 cm, 一次性使用, 无菌包装	GSN-24-23-230	C01023803201005258190000011	变更后

产品编码	产品名称	规格	型号	国家医保医用耗材分类与代码 (27位)	备注
NHCYJ0000009307	一次性使用内窥镜注射针	Eco-注射针,针直径 \varnothing 1.0 mm,长度4 mm,外管直径 \varnothing 2.3 mm,长度180 cm,一次性使用,无菌包装	GSN-25-23-180	C01023803201005144940000023	变更前
NHCYJ0000009307	一次性使用内窥镜注射针	Eco-注射针,针直径 \varnothing 1.0 mm,长度4 mm,外管直径 \varnothing 2.3 mm,长度180 cm,一次性使用,无菌包装	GSN-25-23-180	C01023803201005258190000006	变更后
NHCYJ0000009307	一次性使用内窥镜注射针	Eco-注射针,针直径 \varnothing 1.0 mm,长度4 mm,外管直径 \varnothing 2.3 mm,长度230 cm,一次性使用,无菌包装	GSN-25-23-230	C01023803201005144940000030	变更前
NHCYJ0000009307	一次性使用内窥镜注射针	Eco-注射针,针直径 \varnothing 1.0 mm,长度4 mm,外管直径 \varnothing 2.3 mm,长度230 cm,一次性使用,无菌包装	GSN-25-23-230	C01023803201005258190000013	变更后
NHCYJ0000009307	一次性使用内窥镜注射针	Eco-注射针,针直径 \varnothing 1.0 mm,长度6 mm,外管直径 \varnothing 2.3 mm,长度180 cm,一次性使用,无菌包装	GSN-26-23-180	C01023803201005144940000022	变更前
NHCYJ0000009307	一次性使用内窥镜注射针	Eco-注射针,针直径 \varnothing 1.0 mm,长度6 mm,外管直径 \varnothing 2.3 mm,长度180 cm,一次性使用,无菌包装	GSN-26-23-180	C01023803201005258190000005	变更后
NHCYJ0000009307	一次性使用内窥镜注射针	Eco-注射针,针直径 \varnothing 1.0 mm,长度6 mm,外管直径 \varnothing 2.3 mm,长度230 cm,一次性使用,无菌包装	GSN-26-23-230	C01023803201005144940000025	变更前
NHCYJ0000009307	一次性使用内窥镜注射针	Eco-注射针,针直径 \varnothing 1.0 mm,长度6 mm,外管直径 \varnothing 2.3 mm,长度230 cm,一次性使用,无菌包装	GSN-26-23-230	C01023803201005258190000008	变更后
NHCYJ0000009310	一次性使用内窥镜注射针	Eco-注射针,针直径 \varnothing 0.5 mm,长度4 mm,外管直径 \varnothing 1.8 mm,长度120 cm,一次性使用,无菌包装	GSN-21-18-120	C01023803201005144940000020	变更前
NHCYJ0000009310	一次性使用内窥镜注射针	Eco-注射针,针直径 \varnothing 0.5 mm,长度4 mm,外管直径 \varnothing 1.8 mm,长度120 cm,一次性使用,无菌包装	GSN-21-18-120	C01023803201005258190000003	变更后
NHCYJ0000009310	一次性使用内窥镜注射针	Eco-注射针,针直径 \varnothing 0.5 mm,长度6 mm,外管直径 \varnothing 1.8 mm,长度120 cm,一次性使用,无菌包装	GSN-22-18-120	C01023803201005144940000029	变更前
NHCYJ0000009310	一次性使用内窥镜注射针	Eco-注射针,针直径 \varnothing 0.5 mm,长度6 mm,外管直径 \varnothing 1.8 mm,长度120 cm,一次性使用,无菌包装	GSN-22-18-120	C01023803201005258190000012	变更后
NHCYJ0000066241	E.R.C.P.导管	标准末端头端,彩色标记金属环(彩色标记为视觉标识,金属环为不透射线性标记环),直径1.8mm,预先弯曲,适用导丝.035inch,导管长度2000mm,无菌包装;	GER-01-18-035	C01021500400001144940000001	变更前
NHCYJ0000066241	E.R.C.P.导管	标准末端头端,彩色标记金属环(彩色标记为视觉标识,金属环为不透射线性标记环),直径1.8mm,预先弯曲,适用导丝.035inch,导管长度2000mm,无菌包装;	GER-01-18-035	C01021500400001258190000001	变更后
NHCYJ0000066241	E.R.C.P.导管	5mm锥形末端头端,彩色标记金属环(彩色标记为视觉标识,金属环为不透射线性标记环),直径1.8mm,预先弯曲,适用导丝.035inch,导管长度2000mm,无菌包装;	GER-02-18-035	C01021500400001144940000002	变更前

产品编码	产品名称	规格	型号	国家医保医用耗材分类与代码 (27位)	备注
NHCYJ0000066241	E.R.C.P.导管	5mm锥形末端头端,彩色标记金属环(彩色标记为视觉标识,金属环为不透射线性标记环),直径1.8mm,预先弯曲,适用导丝.035inch,导管长度2000mm,无菌包装;	GER-02-18-035	C01021500400001258190000002	变更后
NHCYJ0000066241	E.R.C.P.导管	10mm锥形末端头端,彩色标记金属环(彩色标记为视觉标识,金属环为不透射线性标记环),直径1.8mm,预先弯曲,适用导丝.021inch,导管长度2000mm,无菌包装;	GER-03-18-021	C01021500400001144940000003	变更前
NHCYJ0000066241	E.R.C.P.导管	10mm锥形末端头端,彩色标记金属环(彩色标记为视觉标识,金属环为不透射线性标记环),直径1.8mm,预先弯曲,适用导丝.021inch,导管长度2000mm,无菌包装;	GER-03-18-021	C01021500400001258190000003	变更后
NHCYJ0000066241	E.R.C.P.导管	金属圆锥形末端头端,彩色标记(视觉标识),直径1.8mm,预先弯曲,适用导丝.035inch,导管长度2000mm,无菌包装;	GER-04-18-035	C01021500400001144940000004	变更前
NHCYJ0000066241	E.R.C.P.导管	金属圆锥形末端头端,彩色标记(视觉标识),直径1.8mm,预先弯曲,适用导丝.035inch,导管长度2000mm,无菌包装;	GER-04-18-035	C01021500400001258190000004	变更后
NHCYJ0000066241	E.R.C.P.导管	圆形金属末端头端,彩色标记(视觉标识),直径1.8mm,预先弯曲,适用导丝.035inch,导管长度2000mm,无菌包装;	GER-05-18-035	C01021500400001144940000005	变更前
NHCYJ0000066241	E.R.C.P.导管	圆形金属末端头端,彩色标记(视觉标识),直径1.8mm,预先弯曲,适用导丝.035inch,导管长度2000mm,无菌包装;	GER-05-18-035	C01021500400001258190000005	变更后
NHCYJ0000066241	E.R.C.P.导管	"子弹型"金属末端头端,彩色标记(视觉标识),直径1.8mm,预先弯曲,适用导丝.035inch,导管长度2000mm,无菌包装;	GER-06-18-035	C01021500400001144940000006	变更前
NHCYJ0000066241	E.R.C.P.导管	"子弹型"金属末端头端,彩色标记(视觉标识),直径1.8mm,预先弯曲,适用导丝.035inch,导管长度2000mm,无菌包装;	GER-06-18-035	C01021500400001258190000006	变更后
NHCYJ0000066241	E.R.C.P.导管	"球形"金属末端头端,彩色标记(视觉标识),直径1.8mm,预先弯曲,适用导丝.035inch,导管长度2000mm,无菌包装;	GER-07-18-035	C01021500400001144940000007	变更前
NHCYJ0000066241	E.R.C.P.导管	"球形"金属末端头端,彩色标记(视觉标识),直径1.8mm,预先弯曲,适用导丝.035inch,导管长度2000mm,无菌包装;	GER-07-18-035	C01021500400001258190000007	变更后
NHCYJ0000097782	球囊扩张导管	扩张球囊,外导管直径1.9mm,长度200cm,囊体直径4.0mm,囊体长度20mm,可通过.035"导丝,一次性使用,无菌包装,最小工作通道2.8mm;	GDB-02-04-020	C01020400201005144940000001	变更前

产品编码	产品名称	规格	型号	国家医保医用耗材分类与代码 (27位)	备注
NHCYJ0000097782	球囊扩张导管	扩张球囊, 外导管直径 1.9 mm, 长度 200 cm, 囊体直径 4.0 mm, 囊体长度 20 mm, 可通过.035"导丝, 一次性使用, 无菌包装, 最小工作通道 2.8 mm;	GDB-02-04-020	C01020400215028258190000001	变更后
NHCYJ0000097845	球囊扩张导管	扩张球囊, 外导管直径 1.9 mm, 长度 200 cm, 囊体直径 6.0 mm, 囊体长度 20 mm, 可通过.035"导丝, 一次性使用, 无菌包装, 最小工作通道 2.8 mm;	GDB-02-06-020	C01020400201005144940000002	变更前
NHCYJ0000097845	球囊扩张导管	扩张球囊, 外导管直径 1.9 mm, 长度 200 cm, 囊体直径 6.0 mm, 囊体长度 20 mm, 可通过.035"导丝, 一次性使用, 无菌包装, 最小工作通道 2.8 mm;	GDB-02-06-020	C01020400215028258190000002	变更后
NHCYJ0000097851	球囊扩张导管	扩张球囊, 外导管直径 1.9 mm, 长度 200 cm, 囊体直径 8.0 mm, 囊体长度 30 mm, 可通过.035"导丝, 一次性使用, 无菌包装, 最小工作通道 2.8 mm;	GDB-02-08-030	C01020400201005144940000003	变更前
NHCYJ0000097851	球囊扩张导管	扩张球囊, 外导管直径 1.9 mm, 长度 200 cm, 囊体直径 8.0 mm, 囊体长度 30 mm, 可通过.035"导丝, 一次性使用, 无菌包装, 最小工作通道 2.8 mm;	GDB-02-08-030	C01020400215028258190000003	变更后
TY21202536	注射针	注射针, 针头直径 0.7 mm, 针头长度 4.0 mm, 外管直径 1.9 mm, 总长度 180 cm, 无螺纹针;	GSN-01-19-180	C01023803201005144940000010	变更前
TY21202536	注射针	注射针, 针头直径 0.7 mm, 针头长度 4.0 mm, 外管直径 1.9 mm, 总长度 180 cm, 无螺纹针;	GSN-01-19-180	C01023803201005258190000024	变更后
TY21202536	注射针	注射针, 针头直径 0.7 mm, 针头长度 4.0 mm, 外管直径 1.9 mm, 总长度 230 cm, 无螺纹针;	GSN-01-19-230	C01023803201005144940000009	变更前
TY21202536	注射针	注射针, 针头直径 0.7 mm, 针头长度 4.0 mm, 外管直径 1.9 mm, 总长度 230 cm, 无螺纹针;	GSN-01-19-230	C01023803201005258190000023	变更后
TY21202536	注射针	注射针, 针头直径 1.0 mm, 针头长度 4.0 mm, 外管直径 2.3 mm, 总长度 180 cm, 无螺纹针;	GSN-02-23-180	C01023803201005144940000017	变更前
TY21202536	注射针	注射针, 针头直径 1.0 mm, 针头长度 4.0 mm, 外管直径 2.3 mm, 总长度 180 cm, 无螺纹针;	GSN-02-23-180	C01023803201005258190000031	变更后
TY21202536	注射针	注射针, 针头直径 1.0 mm, 针头长度 4.0 mm, 外管直径 2.3 mm, 总长度 230 cm, 无螺纹针;	GSN-02-23-230	C01023803201005144940000008	变更前
TY21202536	注射针	注射针, 针头直径 1.0 mm, 针头长度 4.0 mm, 外管直径 2.3 mm, 总长度 230 cm, 无螺纹针;	GSN-02-23-230	C01023803201005258190000022	变更后
TY21202536	注射针	注射针, 针头直径 0.7 mm, 针头长度 6.0 mm, 外管直径 1.9 mm, 总长度 120 cm, 无螺纹针;	GSN-03-19-120	C01023803201005144940000012	变更前
TY21202536	注射针	注射针, 针头直径 0.7 mm, 针头长度 6.0 mm, 外管直径 1.9 mm, 总长度 120 cm, 无螺纹针;	GSN-03-19-120	C01023803201005258190000026	变更后
TY21202536	注射针	注射针, 针头直径 0.7 mm, 针头长度 6.0 mm, 外管直径 1.9 mm, 总长度 160 cm, 无螺纹针;	GSN-03-19-160	C01023803201005144940000007	变更前
TY21202536	注射针	注射针, 针头直径 0.7 mm, 针头长度 6.0 mm, 外管直径 1.9 mm, 总长度 160 cm, 无螺纹针;	GSN-03-19-160	C01023803201005258190000021	变更后

产品编码	产品名称	规格	型号	国家医保医用耗材分类与代码 (27位)	备注
TY21202536	注射针	注射针, 针头直径 0.7 mm, 针头长度 6.0 mm, 外管直径 1.9 mm, 总长度 180 cm, 无螺纹针;	GSN-03-19-180	C01023803201005144940000013	变更前
TY21202536	注射针	注射针, 针头直径 0.7 mm, 针头长度 6.0 mm, 外管直径 1.9 mm, 总长度 180 cm, 无螺纹针;	GSN-03-19-180	C01023803201005258190000027	变更后
TY21202536	注射针	注射针, 针头直径 0.7 mm, 针头长度 6.0 mm, 外管直径 1.9 mm, 总长度 210 cm, 无螺纹针;	GSN-03-19-210	C01023803201005144940000011	变更前
TY21202536	注射针	注射针, 针头直径 0.7 mm, 针头长度 6.0 mm, 外管直径 1.9 mm, 总长度 210 cm, 无螺纹针;	GSN-03-19-210	C01023803201005258190000025	变更后
TY21202536	注射针	注射针, 针头直径 0.7 mm, 针头长度 6.0 mm, 外管直径 1.9 mm, 总长度 230 cm, 无螺纹针;	GSN-03-19-230	C01023803201005144940000016	变更前
TY21202536	注射针	注射针, 针头直径 0.7 mm, 针头长度 6.0 mm, 外管直径 1.9 mm, 总长度 230 cm, 无螺纹针;	GSN-03-19-230	C01023803201005258190000030	变更后
TY21202536	注射针	注射针, 针头直径 1.0 mm, 针头长度 6.0 mm, 外管直径 2.3 mm, 总长度 120 cm, 无螺纹针;	GSN-04-23-120	C01023803201005144940000001	变更前
TY21202536	注射针	注射针, 针头直径 1.0 mm, 针头长度 6.0 mm, 外管直径 2.3 mm, 总长度 120 cm, 无螺纹针;	GSN-04-23-120	C01023803201005258190000015	变更后
TY21202536	注射针	注射针, 针头直径 1.0 mm, 针头长度 6.0 mm, 外管直径 2.3 mm, 总长度 160 cm, 无螺纹针;	GSN-04-23-160	C01023803201005144940000004	变更前
TY21202536	注射针	注射针, 针头直径 1.0 mm, 针头长度 6.0 mm, 外管直径 2.3 mm, 总长度 160 cm, 无螺纹针;	GSN-04-23-160	C01023803201005258190000018	变更后
TY21202536	注射针	注射针, 针头直径 1.0 mm, 针头长度 6.0 mm, 外管直径 2.3 mm, 总长度 180 cm, 无螺纹针;	GSN-04-23-180	C01023803201005144940000005	变更前
TY21202536	注射针	注射针, 针头直径 1.0 mm, 针头长度 6.0 mm, 外管直径 2.3 mm, 总长度 180 cm, 无螺纹针;	GSN-04-23-180	C01023803201005258190000019	变更后
TY21202536	注射针	注射针, 针头直径 1.0 mm, 针头长度 6.0 mm, 外管直径 2.3 mm, 总长度 230 cm, 无螺纹针;	GSN-04-23-230	C01023803201005144940000014	变更前
TY21202536	注射针	注射针, 针头直径 1.0 mm, 针头长度 6.0 mm, 外管直径 2.3 mm, 总长度 230 cm, 无螺纹针;	GSN-04-23-230	C01023803201005258190000028	变更后
TY21202537	注射针	注射针, 针头直径 0.5 mm, 针头长度 4.0 mm, 外管直径 1.9 mm, 总长度 180 cm, 无螺纹针;	GSN-05-19-180	C01023803201005144940000006	变更前
TY21202537	注射针	注射针, 针头直径 0.5 mm, 针头长度 4.0 mm, 外管直径 1.9 mm, 总长度 180 cm, 无螺纹针;	GSN-05-19-180	C01023803201005258190000020	变更后
TY21202537	注射针	注射针, 针头直径 0.5 mm, 针头长度 4.0 mm, 外管直径 1.9 mm, 总长度 230 cm, 无螺纹针;	GSN-05-19-230	C01023803201005144940000003	变更前
TY21202537	注射针	注射针, 针头直径 0.5 mm, 针头长度 4.0 mm, 外管直径 1.9 mm, 总长度 230 cm, 无螺纹针;	GSN-05-19-230	C01023803201005258190000017	变更后
TY21202537	注射针	注射针, 针头直径 0.5 mm, 针头长度 6.0 mm, 外管直径 1.9 mm, 总长度 180 cm, 无螺纹针;	GSN-06-19-180	C01023803201005144940000015	变更前

产品编码	产品名称	规格	型号	国家医保医用耗材分类与代码 (27位)	备注
TY21202537	注射针	注射针,针头直径0.5 mm,针头长度6.0 mm,外管直径1.9 mm,总长度180 cm,无螺纹针;	GSN-06-19-180	C01023803201005258190000029	变更后
TY21202537	注射针	注射针,针头直径0.5 mm,针头长度6.0 mm,外管直径1.9 mm,总长度230 cm,无螺纹针;	GSN-06-19-230	C01023803201005144940000002	变更前
TY21202537	注射针	注射针,针头直径0.5 mm,针头长度6.0 mm,外管直径1.9 mm,总长度230 cm,无螺纹针;	GSN-06-19-230	C01023803201005258190000016	变更后
TY21202542	息肉切除器	长度180 cm, 对称圈, 开口15 mm, 直径2.5 mm;	GPS-21-15-180	C01022201100003144940000027	变更前
TY21202542	息肉切除器	长度180 cm, 对称圈, 开口15 mm, 直径2.5 mm;	GPS-21-15-180	C01022201100003258190000038	变更后
TY21202542	息肉切除器	长度230 cm, 对称圈, 开口15 mm, 直径2.5 mm;	GPS-21-15-230	C01022201100003144940000028	变更前
TY21202542	息肉切除器	长度230 cm, 对称圈, 开口15 mm, 直径2.5 mm;	GPS-21-15-230	C01022201100003258190000039	变更后
TY21202542	息肉切除器	长度180 cm, 对称圈, 开口25 mm, 直径2.5 mm;	GPS-21-25-180	C01022201100003144940000020	变更前
TY21202542	息肉切除器	长度180 cm, 对称圈, 开口25 mm, 直径2.5 mm;	GPS-21-25-180	C01022201100003258190000031	变更后
TY21202542	息肉切除器	长度230 cm, 对称圈, 开口25 mm, 直径2.5 mm;	GPS-21-25-230	C01022201100003144940000015	变更前
TY21202542	息肉切除器	长度230 cm, 对称圈, 开口25 mm, 直径2.5 mm;	GPS-21-25-230	C01022201100003258190000026	变更后
TY21202542	息肉切除器	长度300 cm, 对称圈, 开口25 mm, 直径2.5 mm;	GPS-21-25-300	C01022201100003144940000026	变更前
TY21202542	息肉切除器	长度300 cm, 对称圈, 开口25 mm, 直径2.5 mm;	GPS-21-25-300	C01022201100003258190000037	变更后
TY21202542	息肉切除器	长度180 cm, 对称圈, 开口35 mm, 直径2.5 mm;	GPS-21-35-180	C01022201100003144940000021	变更前
TY21202542	息肉切除器	长度180 cm, 对称圈, 开口35 mm, 直径2.5 mm;	GPS-21-35-180	C01022201100003258190000032	变更后
TY21202542	息肉切除器	长度230 cm, 对称圈, 开口35 mm, 直径2.5 mm;	GPS-21-35-230	C01022201100003144940000016	变更前
TY21202542	息肉切除器	长度230 cm, 对称圈, 开口35 mm, 直径2.5 mm;	GPS-21-35-230	C01022201100003258190000027	变更后
TY21202542	息肉切除器	长度180 cm, 六边形圈, 开口25 mm, 直径2.5 mm;	GPS-22-25-180	C01022201100003144940000007	变更前
TY21202542	息肉切除器	长度180 cm, 六边形圈, 开口25 mm, 直径2.5 mm;	GPS-22-25-180	C01022201100003258190000018	变更后
TY21202542	息肉切除器	长度230 cm, 六边形圈, 开口25 mm, 直径2.5 mm;	GPS-22-25-230	C01022201100003144940000022	变更前
TY21202542	息肉切除器	长度230 cm, 六边形圈, 开口25 mm, 直径2.5 mm;	GPS-22-25-230	C01022201100003258190000033	变更后
TY21202542	息肉切除器	长度180 cm, 六边形圈, 开口35 mm, 直径2.5 mm;	GPS-22-35-180	C01022201100003144940000025	变更前
TY21202542	息肉切除器	长度180 cm, 六边形圈, 开口35 mm, 直径2.5 mm;	GPS-22-35-180	C01022201100003258190000036	变更后
TY21202542	息肉切除器	长度230 cm, 六边形圈, 开口35 mm, 直径2.5 mm;	GPS-22-35-230	C01022201100003144940000011	变更前
TY21202542	息肉切除器	长度230 cm, 六边形圈, 开口35 mm, 直径2.5 mm;	GPS-22-35-230	C01022201100003258190000022	变更后
TY21202542	息肉切除器	单丝套圈,长度230 cm, 对称圈, 开口15 mm, 直径2.5 mm;	GPS-23-15-230	C01022201100003144940000003	变更前
TY21202542	息肉切除器	单丝套圈,长度230 cm, 对称圈, 开口15 mm, 直径2.5 mm;	GPS-23-15-230	C01022201100003258190000016	变更后
TY21202542	息肉切除器	单丝套圈,长度230 cm, 对称圈, 开口25 mm, 直径2.5 mm;	GPS-23-25-230	C01022201100003144940000001	变更前
TY21202542	息肉切除器	单丝套圈,长度230 cm, 对称圈, 开口25 mm, 直径2.5 mm;	GPS-23-25-230	C01022201100003258190000014	变更后
TY21202542	息肉切除器	单丝套圈,长度230 cm, 对称圈, 开口35 mm, 直径2.5 mm;	GPS-23-35-230	C01022201100003144940000002	变更前
TY21202542	息肉切除器	单丝套圈,长度230 cm, 对称圈, 开口35 mm, 直径2.5 mm;	GPS-23-35-230	C01022201100003258190000015	变更后

产品编码	产品名称	规格	型号	国家医保医用耗材分类与代码 (27位)	备注
TY21202542	息肉切除器	长度230 cm, 不对称圈, 开口 15 mm, 直径2.5 mm;	GPS-41-15-230	C01022201100003144940000005	变更前
TY21202542	息肉切除器	长度230 cm, 不对称圈, 开口 15 mm, 直径2.5 mm;	GPS-41-15-230	C01022201100003258190000041	变更后
TY21202542	息肉切除器	长度230 cm, 不对称圈, 开口 25 mm, 直径2.5 mm;	GPS-41-25-230	C01022201100003144940000004	变更前
TY21202542	息肉切除器	长度230 cm, 不对称圈, 开口 25 mm, 直径2.5 mm;	GPS-41-25-230	C01022201100003258190000040	变更后
TY21202543	息肉切除器	长度180 cm, 对称圈, 开口 50 mm, 直径2.5 mm;	GPS-21-50-180	C01022201100003144940000019	变更前
TY21202543	息肉切除器	长度180 cm, 对称圈, 开口 50 mm, 直径2.5 mm;	GPS-21-50-180	C01022201100003258190000030	变更后
TY21202543	息肉切除器	长度230 cm, 对称圈, 开口 50 mm, 直径2.5 mm;	GPS-21-50-230	C01022201100003144940000023	变更前
TY21202543	息肉切除器	长度230 cm, 对称圈, 开口 50 mm, 直径2.5 mm;	GPS-21-50-230	C01022201100003258190000034	变更后
TY21202543	息肉切除器	长度180 cm, 对称圈, 开口 15 mm, 直径2.5 mm, 绝缘尖端;	GPS-31-15-180	C01022201100003144940000018	变更前
TY21202543	息肉切除器	长度180 cm, 对称圈, 开口 15 mm, 直径2.5 mm, 绝缘尖端;	GPS-31-15-180	C01022201100003258190000029	变更后
TY21202543	息肉切除器	长度230 cm, 对称圈, 开口 15 mm, 直径2.5 mm, 绝缘尖端;	GPS-31-15-230	C01022201100003144940000010	变更前
TY21202543	息肉切除器	长度230 cm, 对称圈, 开口 15 mm, 直径2.5 mm, 绝缘尖端;	GPS-31-15-230	C01022201100003258190000021	变更后
TY21202543	息肉切除器	长度180 cm, 对称圈, 开口 25 mm, 直径2.5 mm, 绝缘尖端;	GPS-31-25-180	C01022201100003144940000008	变更前
TY21202543	息肉切除器	长度180 cm, 对称圈, 开口 25 mm, 直径2.5 mm, 绝缘尖端;	GPS-31-25-180	C01022201100003258190000019	变更后
TY21202543	息肉切除器	长度230 cm, 对称圈, 开口 25 mm, 直径2.5 mm, 绝缘尖端;	GPS-31-25-230	C01022201100003144940000024	变更前
TY21202543	息肉切除器	长度230 cm, 对称圈, 开口 25 mm, 直径2.5 mm, 绝缘尖端;	GPS-31-25-230	C01022201100003258190000035	变更后
TY21202543	息肉切除器	长度180 cm, 对称圈, 开口 35 mm, 直径2.5 mm, 绝缘尖端;	GPS-31-35-180	C01022201100003144940000017	变更前
TY21202543	息肉切除器	长度180 cm, 对称圈, 开口 35 mm, 直径2.5 mm, 绝缘尖端;	GPS-31-35-180	C01022201100003258190000028	变更后
TY21202543	息肉切除器	长度230 cm, 对称圈, 开口 35 mm, 直径2.5 mm, 绝缘尖端;	GPS-31-35-230	C01022201100003144940000013	变更前
TY21202543	息肉切除器	长度230 cm, 对称圈, 开口 35 mm, 直径2.5 mm, 绝缘尖端;	GPS-31-35-230	C01022201100003258190000024	变更后
TY21202543	息肉切除器	长度180 cm, 六边形圈, 开口 25 mm, 直径2.5 mm, 绝缘尖端;	GPS-32-25-180	C01022201100003144940000006	变更前
TY21202543	息肉切除器	长度180 cm, 六边形圈, 开口 25 mm, 直径2.5 mm, 绝缘尖端;	GPS-32-25-180	C01022201100003258190000017	变更后
TY21202543	息肉切除器	长度230 cm, 六边形圈, 开口 25 mm, 直径2.5 mm, 绝缘尖端;	GPS-32-25-230	C01022201100003144940000014	变更前
TY21202543	息肉切除器	长度230 cm, 六边形圈, 开口 25 mm, 直径2.5 mm, 绝缘尖端;	GPS-32-25-230	C01022201100003258190000025	变更后

产品编码	产品名称	规格	型号	国家医保医用耗材分类与代码 (27位)	备注
TY21202543	息肉切除器	长度180 cm, 六边形圈, 开口 35 mm, 直径2.5 mm, 绝缘尖端;	GPS-32-35-180	C0102220110000314494000009	变更前
TY21202543	息肉切除器	长度180 cm, 六边形圈, 开口 35 mm, 直径2.5 mm, 绝缘尖端;	GPS-32-35-180	C01022201100003258190000020	变更后
TY21202543	息肉切除器	长度230 cm, 六边形圈, 开口 35 mm, 直径2.5 mm, 绝缘尖端;	GPS-32-35-230	C0102220110000314494000012	变更前
TY21202543	息肉切除器	长度230 cm, 六边形圈, 开口 35 mm, 直径2.5 mm, 绝缘尖端;	GPS-32-35-230	C01022201100003258190000023	变更后